

# PUFAS Schimmel-Ex 3in1

Aktiv-Chlor Schimmelentferner

### Anwendungsbereich:

Entfernt schnell und zuverlässig Schimmel, Stockflecken und Bakterien. Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstrich. Ideal für Fliesen und Silikonfugen.

### Eigenschaften:

- sofortige Wirkung durch Aktivchlor
- mit Bleicheffekt
- bekämpft, reinigt und desinfiziert

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Natriumhypochloritlösung  
Farbe: hellgelb  
Dichte: ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
GISBAU-Produkt-Code: GS90

### Verarbeitung:

1. Die von Schimmel befallenen Flächen aus ca. 15-20 cm Entfernung gleichmäßig und ausreichend mit PUFAS Schimmel-Ex 3in1 einsprühen.
2. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit die behandelte Fläche mit einem feuchten Tuch nachwischen.

Fliesen und Silikonfugen können mit Schimmel-Ex 3in1 gründlich gereinigt werden. Mit reichlich Wasser nachwaschen.

Zur ergänzenden Grundreinigung und langfristigen Vorbeugung gegen Schimmel die Fläche mit PUFAS Fungi-Plus 3in1 behandeln. Optimaler Schutz wird durch die Schlussbeschichtung mit PUFAS Aqua Plus 3in1 erreicht.

### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren. Für Kinder unzugänglich deponieren.

Verfallsdatum 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste der Problemabfallentsorgung zuführen.

### Hinweise:

#### Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de](http://www.pufas.de) oder unter [sds@pufas.de](mailto:sds@pufas.de)

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

Wässriges Desinfektionsmittel (50 – 100 g/m<sup>2</sup> Fläche);  
100g enthalten: 99,6 g Natriumhypochloritlösung  
>3 - <5 % Aktivchlor

**Registrierungsnummer der BAuA: N-66238**

Artikel-Nr.:	EAN	Gebindegröße
019402000	4007954194027	500 ml



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.